

## Circulation MAXX Reviver gel de contact - [Retour à la page d'accueil](#)

Image not found. File type unknown

**200 ml**

Art: AD168032

### Informations sur le produit

Ce stimulateur musculaire réduit, entre autres choses, les pieds et les chevilles enflés et les douleurs aux jambes. L'appareil envoie des impulsions électriques à travers le corps par les pieds, ce qui déclenche l'action de pompage des muscles et améliore la circulation. Les 4 pads de gel auto-adhésifs fournis peuvent également être placés sur le dos ou les épaules pour que l'appareil puisse être utilisé non seulement pour les pieds ou les jambes, mais pour tout le corps. Appareil compact, donc facile à emporter. Y compris la télécommande et le manuel d'utilisation (voir aussi pdf). Fonctionne à l'électricité (câble fourni) mais aussi aux batteries (non fournies). Spécifications :

- dimensions : 37 x 43 x 8 cm
- piles nécessaires : 4 x piles AA (appareil, si non utilisé sur l'électricité) 2 piles AAA (télécommande)
- poids : 1 kg