

Baseline Fold-Up monofilaments set set de 5 (2,83, 3,61, 4,31, 4,56, 6,65), main -- 12-1740



Art: AD168825 | Marque: [BASELINE](#)



Informations sur le produit

Test pour la sensibilité superficielle. On travaille avec des fils de nylon de différentes épaisseurs. Ils sont mis contre la peau et il est alors demandé au patient qu'il en ressente le contact. Équipé d'un système de code couleur qui indique l'état. Chaque filament peut également être commandé séparément.