Baseline Fold-Up monofilaments set set Retout à la page d'accueil

de 5 (2,83, 3,61, 4,31, 4,56, 6,65), main -- 12-1740

Art: AD168825 | Marque: BASELINE

Cayerimage or type unknown

Informations sur le produit

Test pour la sensibilité superficielle. On travaille avec des fils de nylon de différentes épaisseurs. Ils sont mis contre la peau et il est alors demandé au patient qu'il en ressente le contact. Équipé d'un système de code couleur qui indique l'état. Chaque filament peut également être commandé séparément.