Art: 223200 | Marque: PUSH

Coverimage or type unknown

Informations sur le produit

La Bande Patellaire Push med exerce une pression locale sur le tendon rotulien et soutient la rotule. Cela soulage l'adhérence du tendon du genou tout en diminuant la force de traction sur le bas de la jambe, ce qui permet de réduire la douleur. La pelote est constituée d'un polymère élastique doux pour la peau. La capsule semi-rigide insérée dans la partie frontale garantit une distribution uniforme de la pression. Un ajustement anatomique, associé à la matière de la pelote, permet à la genouillère de rester en place lors de la marche. **Technologie SympressTM** Le bandage est fabriqué en SympressTM, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. La Bande Patellaire Push med est facile à appliquer et peut être lavé sans précaution particulière. **INDICATION**

- Syndrome de douleur fémoro-patellaire
- Tendinite du tendon rotulien
- Genou du sauteur (rotules apexites)
- Maladie d'Osgood-Schlatter
- Subluxation / hypermobilité de l'articulation tibio-fibulaire proximale
- + Produit taille unique.
- + Une pression ciblée et efficace grâce à une combinaison de coussinets et de plaques rigides.
- + Pas de pincement lorsque le genou est plié grâce à l'extrémité élastique de la sangle rigide.
- + La pelote est douce pour la peau et résistante.