

Coussin de transfert OneWaySlide 50 x 40



Art: 182102

Cover image
image not found or type unknown

Informations sur le produit

En utilisant le OneWaySlide, tu peux aider quelqu'un à adopter une position plus confortable dans un (fauteuil roulant). Le coussin tubulaire glisse facilement vers l'arrière, mais arrête le mouvement vers l'avant. Le OneWaySlide est destiné aux utilisateurs plus actifs. Pour les utilisateurs moins actifs, il existe une version avec des poignées, qui te permet de tirer quelqu'un dans une meilleure position d'un simple geste.

- + confortable grâce à la surface douce et rembourrée
- + la surface empêche l'utilisateur de glisser vers l'avant

Spécifications

- lavable jusqu'à 80°C