

# Bandage renforcé pour le genou Neo-G

[Retour à la page d'accueil](#)

Art: AD142010 | Marque: [NEO-G](#)

Cover image

Image not found or type unknown

## Informations sur le produit

Utilisé comme bandage de soutien stable lors de la surcharge du genou où la pression doit être évitée au niveau de la rotule. Un renforcement est prévu latéralement. Le bandage est placé au milieu, autour du genou puis on tire sur la bande du milieu. Ensuite, on fait la même chose avec la bande inférieure et la bande supérieure jusqu'à l'obtention d'un soutien confortable. Taille unique, utilisable bilatéralement. Circonférence : max. 56 cm (à mesurer 10 cm au-dessus de la genou).