

# Attelle Oval 8 set de 3 avec n ° 13-14-15

[Retour à la page d'accueil](#)

**(7,65 - 8,2 cm)**

Art: AD160726 | Marque: [3-POINTPRODUCTS](#)

Cover image

image not found or type unknown

## Informations sur le produit

Attelle de doigt à 3 points à profil bas destinée aux articulations PIP ou DIP.

Applicable pour les doigts Mallet, le col de cygne, Boutonniere, Trigger Finger, Trigger Thumb, la déviation latérale, l'arthrite, les fractures et l'hypermobilité.

Un souffleur d'air chaud peut être utilisé pour modifier la forme, mais cette opération doit être effectuée par un professionnel.

Comme les articulations des doigts sont relativement petites et que les leviers de commande sont assez courts, il est important d'utiliser la bonne taille avec le plus de précision possible.

Pour choisir la bonne taille : mesurez la circonférence de la phalange au niveau où l'attelle doit être placée, de préférence à l'aide d'un mètre ruban ou d'un morceau de ficelle. renez ensuite la bonne taille à l'aide du tableau des tailles : voir les téléchargements.

L'Oval 8 est entre autres vendu par set de 3 avec 3 tailles consécutives chacun.

Vous pouvez également les acheter individuellement : voir [Oval 8 splint - taille 2 - par pièce | 2 | par pièce | AD169322 \(advys.be\)](#)

Du coup, il est fortement conseillé pour un professionnel d'acheter un set de base avec 14 tailles, avec lequel on peut essayer la taille qui convient.

- + utilisables pour tous les doigts, y compris le pouce
- + convient à un usage quotidien
- + convient pour un port prolongé afin d'éviter toute déviation supplémentaire