

Art: AD021278



Productinformatie

Opblaasbare spalken met een dubbele kamer .

Wordt bv. gebruikt om het hemiplegisch been in stand te ondersteunen, te stabiliseren, en faciliteert de rompoprichting.

Ook vaak gebruikt om een beginnende spasticiteit van de hand te corrigeren, waarbij de rugzijde harder opgeblazen wordt dan de palmaire zijde.

Wordt dus voornamelijk in een actieve oefensituatie gebruikt. Door de voor- en achterzijde van de spalk met een verschillende kracht op te blazen, kan men een maximale correctie van het lidmaat bekomen.