

Nitzbon Mobiliteitsarm - complete set met standaardgewichten 1,5 - 3 kg



Art: AD002461



Productinformatie

Suspensiesysteem dat op de rolstoel bevestigd wordt. Er zijn 2 soorten klembeugels beschikbaar, om de bevestiging op verschillende types rolstoelen mogelijk te maken. Standaard is er een bevestiging op de armsteunen van de rolstoel, er is een variant voor rolstoelen met kopsteun, bv. bij elektrische rolstoelen. In dit laatste geval bestelt men:

- arm zonder klembeugel
- speciale klembeugel
- verbindingstuk Alle klembeugels laten toe dat er tegelijk een arm links en rechts kan geïnstalleerd worden. Het betreft een dynamisch systeem, waarbij het
- gewicht: van de arm gedeeltelijk of volledig wordt gecompenseerd. De arm hangt in een dubbele sling, waarbij onder- en bovenarm afzonderlijk ingesteld kunnen worden. De Mobiliteitsarm is gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen. Het is een dagelijks hulpmiddel bij ADL-situaties. De rolstoelgebruiker kan bv. nog een lichtsakelaar bereiken, zijn elektronische rolstoel bedienen, zelfstandiger functioneren bij activiteiten. Indicaties : Alle indicaties waarbij de schouderfunctie kan/mag ondersteund worden: bv.: Hemiparese en hemiplegie, hoge tetraparese en -plegie, MS, orthopedische en reumatische indicaties e.a. Doel: Mobiliserend, gebruik van de restfuncties stimuleren, vermijden van schoudersubluxatie