Set de perception combinée Sensi-Bar set Reteut à la page d'accueil

bleu -- 192985

Art: AD063793

Caverimage or type unknown

Informations sur le produit

Souvent les thérapeutes doivent improviser quand ils doivent stimuler ou tester plusieurs sens. Le Sensi-bar peut aider à cela en ayant un bel instrument de travail professionnel qui peut titiller les différents sens. Les boîtes sont prévues pour des denrées et sont lavables. On peut remplir soi-même les boîtes avec des choses ou des matières où on peut titiller 1 ou plusieurs des 3 sens : goûter, sentir et voir. Exemples : épices, graines, ketchup, fruits, légumes, bonbons... Dans le mode d'emploi (en allemand) on donne encore plein d'idées. On peut utiliser les boîtes plates comme moyen de contrôle, où on sait seulement voir, pas toucher, goûter ou sentir. Contenu :

- 7 boîtes identiques : 5×7 cm avec un double couvercle, qui s'emboîtent dans une plaque de base laquée de $62,5 \times 9$ cm
- 7 boîtes plates : 6.4×1.5 cm avec un couvercle transparent