

## Nature

Art: 874094 | Marque: [SIGVARIS](#)

Cover image  
Image not found or type unknown

## Informations sur le produit

Bas de compression Medicale CLASSE 3 AT (collant) pour femmes et hommes.

Le fil de coton hors pair utilisé pour Thermoregulating (Cotton) a été traité sur la face intérieure et repose directement sur la peau. Grâce aux caractéristiques naturelles du coton, Thermoregulating (Cotton) est particulièrement adapté aux clients à la peau sensible et offre un confort et un bien-être supérieurs. En cas de variations des conditions climatiques, le mélange de fibres équilibre les perceptions thermiques.

**Saisons/Usages :** Toutes saisons. Se porte au quotidien.

**Construction:** Polyamide - Elasthanne - Coton

**Indications:**

- Troubles trophiques graves
- Ulcères ouverts (ne pas utiliser directement sur une plaie ouverte)
- Lymphoedèmes réversibles
- Varices prononcées avec oedème mature

**Retouches possibles:**

- Raccourcir les orteils fermés (préciser la pointure)
- Raccourcir la hauteur du slip (préciser le nombre de cm à retirer et le tour de hanche)
- Ajouter ouverture pour stoma
- Ajouter ouverture dans l'entrejambe
- Ajouter braguette horizontale:
  - + Idéal pour les personnes à la peau sensible
  - + 100% coton en contact avec la peau
  - + doux et absorbant
  - + bas polyvalent sobre
  - + morphologies normales et plus disponibles
  - + Disponible en CCL 1, 2 et 3
  - + Tous les modèles sont disponibles
  - + Fibre coton peu élastique et donc très efficace sur les oedèmes
- Pas transparent