

Sonde vaginale - Qines - blanche

[Retour à la page d'accueil](#)

Art: 500900 | Marque: [QINES](#)

Cover image

Image not found or type unknown

Informations sur le produit

- La QINES SONDE VAGINALE est une sonde de stimulation vaginale avec connecteurs 2 mm, couleur blanc
- Pour électrostimulation et biofeedback

Comment nettoyer les sondes ? Étant donné le caractère personnel et intime des sondes d'incontinence, il est recommandé que chaque patient s'achète sa propre sonde. Pour désinfecter des sondes nous vous conseillons le TRISTEL DUO ULT (art. 500.906), un désinfectant médical répondant à la Directive pour dispositifs médicaux de classe IIb (marquage CE). Stocker ensuite dans son emballage.