Thera-Band Balle d'entraînement main - Retout à la page d'acqueil

léger - jaune

Art: 116185 | Marque: THERA-BAND

Gayerimage or type unknown

Informations sur le produit

La balle d'entraînement Thera-Band renforce les muscles des doigts, des mains, des poignets et des avant-bras de vos patients .

- améliore la motricité globale et fine,
- renforce la force de préhension,
- améliore la mobilité.

UNIQUE!!!

- pour une thérapie par le froid et la chaleur :
 - chauffez la balle d'entraînement au micro-ondes (10 secondes maximum)
 - ou mettez-la au réfrigérateur (1,5 à 2 heures).

Fourni avec un mode d'emploi et des exemples d'exercices.

Spécifications

Le Thera-Band Balle d'entraînement est disponible en cinq niveaux de résistance :

Jaune : léger Rouge : moyen Vert : fort

Bleu: extra fortNoir: super fort