

# Thermoregulating (Cotton) CL 2 AT XS l O Nature



Art: 850575 | Marque: [SIGVARIS](#)



## Informations sur le produit

Bas de de compression Medicale CLASSE 2 AT (collant) pour femmes et hommes.

Le fil de coton hors pair utilisé pour Thermoregulating (Cotton) a été traité sur la face intérieure et repose directement sur la peau. Grâce aux caractéristiques naturelles du coton, Thermoregulating (Cotton) est particulièrement adapté aux clients à la peau sensible et offre un confort et un bien-être supérieurs. En cas de variations des conditions climatiques, le mélange de fibres équilibre les perceptions thermiques.

**Saisons/Usages :** Toutes saisons. Se porte au quotidien.

**Construction:** Polyamide - Elasthane - Coton

### Indications:

- Jambes lourdes
- Varices
- Après sclérothérapie ou chirurgie des varices
- Oedèmes veineux
- Thrombose veineuse superficielle et profonde
- Ulcères cicatrisés
- Lymphoedème
- Troubles trophiques
- Prévention du syndrome post-thrombotique (2 ans)
- Grossesse et post partum (si insuffisance veineuse connue)

### Retouches possibles:

- Raccourcir les orteils fermés (préciser la pointure)
- Raccourcir la hauteur du slip (préciser le nombre de cm à retirer et le tour de hanche)
- Ajouter ouverture pour stoma
- Ajouter ouverture dans l'entrejambe
- Ajouter braguette horizontale

- + Idéal pour les personnes à la peau sensible
- + 100% coton en contact avec la peau
- + doux et absorbant
- + bas polyvalent sobre
- + morphologies normales et plus disponibles
- + Disponible en CCL 1, 2 et 3
- + Tous les modèles sont disponibles
- + Fibre coton peu élastique et donc très efficace sur les oedèmes
  
- Pas transparent