

Drap de protection



Art: AD053176X

Cover image
Image not found or type unknown

Informations sur le produit

Le drap de protection consiste en haut de pyjama cousu dans un drap housse. Il sert à éviter que le patient n'attrape son pampers. Il invite les personnes distraites à rester au lit. Tout cela avec un maximum de liberté de mouvement pour le patient. Pour matelas de 80-90 cm Le drap de protection :

- permet au patient de bouger dans son lit.
- permet au personnel de changer le pampers.
- permet au patient de bouger librement bras et jambes.
- est fabriqué en 100% pur coton.
- a une solide tirette avec fermeture aux pieds.
- possède une bretelle en caoutchouc facile à placer autour du matelas sans froisser.
- présente des ouvertures latérales qui rend possible l'utilisation de sondes et de tubes.

Spécifications

200 x 90 cm