

# Bandage d'Epaule Push med 2

[Retour à la page d'accueil](#)

Art: 225302 | Marque: [PUSH](#)

Cover image

image not found or type unknown

## Informations sur le produit

Le Bandage d'épaule Push med offre une immobilisation efficace du bras en cas de traitement de diverses blessures de l'épaule. Cela permet au bras d'être fixé dans une position neutre ou de légère adduction par rapport à l'épaule. L'épaulière est facile à mettre ; les patients peuvent aisément le faire eux-mêmes. Cela assure au patient une sensation d confort, sans exercer aucune pression sur la nuque ou les épaules. Le bandage convient également pour immobiliser le bras pendant la nuit en cas d'hémiplégie. Les 3 tailles différentes de bandage d'épaule Push med offrent un large éventail en matière de périmètre et sont identiques pour le côté gauche et le côté droit. **Technologie Sympress™** Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. Le Bandage d'épaule Push med est facile à appliquer et peut être lavée sans précaution particulière.

### INDICATIONS

- Fracture de la clavicule
  - Phase après (sub)luxations
  - Phase après opération de l'articulation de l'épaule
  - Periartritis humeroscapularis
  - Fracture de l'humérus subcapital
  - Immobilisateur en cas d'hémiaparésie, par exemple dans la nuit
- 
- + Position réglable pour un soutien optimal du bras.
  - + Chaque point de fixation est réglable individuellement.
  - + Peut être placé au dessus ou en dessous des vêtements.
  - + Aucune charge sur le cou, donc idéal pour les patients ayant des problèmes de cou ou de dos.
- 
- Pas de sangle supplémentaire sur l'épaule non blessée.
  - Pas de possibilité de choisir la hauteur de la main.