

Thermoregulating (Cotton) CL 2 AG M n O

[Retour à la page d'accueil](#)

Nature KGT

Art: 850445 | Marque: [SIGVARIS](#)

Cover image

image not found or type unknown

Informations sur le produit

Bas de de compression Medicale CLASSE 2 AG (bas cuisse) pour femmes et hommes.

Le fil de coton hors pair utilisé pour Thermoregulating (Cotton) a été traité sur la face intérieure et repose directement sur la peau. Grâce aux caractéristiques naturelles du coton, Thermoregulating (Cotton) est particulièrement adapté aux clients à la peau sensible et offre un confort et un bien-être supérieurs. En cas de variations des conditions climatiques, le mélange de fibres équilibre les perceptions thermiques.

Saisons/Usages : Toutes saisons. Se porte au quotidien.

Construction: Polyamide - Elasthanne - Coton

Indications:

- Jambes lourdes
- Varices
- Après sclérothérapie ou chirurgie des varices
- Oedèmes veineux
- Thrombose veineuse superficielle et profonde
- Ulcères cicatrisés
- Lymphoedème
- Troubles trophiques
- Prévention du syndrome post-thrombotique (2 ans)
- Grossesse et post partum (si insuffisance veineuse connue)

Retouches possibles:

- Ajouter un bord
- Raccourcir les orteils fermés (préciser la pointure)
- Remplacer le bord anti-glisse par une autre modèle (préciser la modèle)
- Raccourcir la hauteur (préciser le nombre de cm à retirer - max. 5 cm)

- + Idéal pour les personnes à la peau sensible
- + 100% coton en contact avec la peau
- + doux et absorbant
- + bas polyvalent sobre
- + morphologies normales et plus disponibles
- + Disponible en CCL 1, 2 et 3
- + Tous les modèles sont disponibles
- + Fibre coton peu élastique et donc très efficace sur les oedèmes

- Pas transparent