Action Research Arm Test (ARAT) version Retout à la page d'accueil

renouvellé

Art: AD168984

Caverimage or type unknown

Informations sur le produit

Le kit "Action Research Arm Test" de Neuroquip est conçu pour effectuer une mesure valide et fiable de l'état moteur des membres supérieurs conformément aux protocoles établis.

Ce kit de test est livré dans une mallette solide avec une poignée, comprenant tous les composants nécessaires pour effectuer une mesure correcte.

Tous les composants sont recyclables et peuvent être désinfectés avec des détergents antibactériens standard.

Le test ARA, également connu sous le nom d'ARAT, a acquis une renommée internationale grâce à ses qualités scientifiques. Réalisation du test :

- préhension à cinq doigts
- préhension cylindrique
- préhension avec une pince à épiler
- mouvement global du bras

Documentation:

- une étude très intéressante chez des patients atteints de SEP est parue dans le Journal of NeuroEngineering and Rehabilition. Cliquez ici
- une critique précieuse est également parue dans le Physio-pedia. Cliquez ici
- dans le Journal of Rehabilition Suédois, ils commentent la fiabilité du test
- parmi les téléchargements sur cette page, vous trouverez des fiches de scores et d'autres documents utiles
 - + test internationalement accepté et standardisé

Spécifications

- mode d'emploi et formulaires de scores sur une clef USB
- 19 composants pour réaliser le test
- minuteur