Art: 586074

Gayerimage or type unknown

## Informations sur le produit

Le Baseline® 9-Hole Pegboard est utilisé pour tester rapidement la motricité fine des doigts et la coordination visuo/manuelle.

Il peut être utilisé tout simplement comme matériel pour tester mais aussi comme matériel d'entraînement.

Les broches peuvent se ranger dans la boîte en bois même.

- + les broches peuvent se ranger dans la boîte même
- certains établissements de soins ont des réserves quant à utiliser le bois en raison du risque de transmission d'infections

## **Spécifications**

• tableau/bloc en bois : 12 x 12 cm x 7 cm

• 14 broches : Ø 6 mm, longueur 4 cm