

# Baseline 2-points discriminateur Touch-

[Retour à la page d'accueil](#)

## Test, 1 pièce -- 12-1495

Art: AD168829 | Marque: [BASELINE](#)

Cover image

Image not found or type unknown

### Informations sur le produit

Test de sensibilité 2 points avec une distance entre les deux de 1 à 25 mm. Dicrim-A-Gon de Baseline existe en 2 disques:

- D1 : de 1 à 8 mm avec intervalles de 1 mm
- D2 : de 9 à 15 mm avec intervalles de 1 mm Ainsi 20 et 25 mm sont possible. Touch-Test™ est une disque avec une distance réglable de 1 à 15 mm. Ainsi 20 et 25 mm sont possible.