

# Baseline Biofeedback Stabilizer

[Retour à la page d'accueil](#)

Art: 586090

Cover image

image not found or type unknown

## Informations sur le produit

Le **Baseline Biofeedback Stabilizer** est un appareil de rétroaction simple utilisé pour l'examen et l'entraînement des **muscles autour de la colonne vertébrale**. Il convient parfaitement aux **exercices de stabilisation du cou et du bas du dos**.

- Le stabilisateur est placé entre le corps et la couche de support (sol, mur, dossier, divan de traitement) et les **trois compartiments de la cellule de pression** sont gonflés jusqu'à ce qu'une certaine pression soit atteinte.
- Les variations du poids du corps sur la **cellule de pression** sont affichées sous forme de variations de pression sur le manomètre.
- Le patient et le thérapeute ont ainsi **un retour d'information immédiat** sur la pression que le corps exerce sur le coussin.
- Cela permet de contrôler les mouvements du corps pendant l'exercice et d'assurer l'efficacité de l'exercice.

## Spécifications

- Le plage de mesure varie entre **0 et 200 mmHg** avec une précision de  $\pm 3$  mmHg.
- L'appareil est **un coussin rempli d'air** relié avec **un manomètre et poire pour le gonfler**.
- Livré avec un mode d'emploi et exemples de **tests et d'exercices**.