

TWRT7500

Art: 180755

Cover image
image not found or type unknown

Productinformatie

De ReTurn zorgt voor een veilige en actieve transfer als de zorgvrager hulp nodig heeft bij het opstaan of om te verplaatsen naar een bed, rolstoel of toilet. Het hulpmiddel kan ook worden gebruikt om zorgvragers te helpen bij het naar achteren verplaatsen in de stoel.

De ReTurn rolt heel makkelijk, zelfs met zwaardere zorgvragers en heeft een kleine draaicirkel waardoor bijvoorbeeld een rolstoel niet naast het bed hoeft te staan. De ReTurn vraagt weinig ruimte waardoor het ook in kleine ruimtes prettig en veilig werken is. ReTurn is leverbaar in drie modellen, ontworpen voor handig manoeuvreren en gebruik in kleine ruimtes.

Het hulpmiddel is ook gemakkelijk te monteren en te demonteren voor transport en opslag. De opstabeugel op de ReTurn met referentie 180755 heeft een standaardhoogte die geschikt is voor de meeste volwassenen. En een opening in de ladder waardoor het mogelijk is om de ReTurnBelt gemakkelijk aan te haken.

ReTurn met referentie 180754 heeft een lagere opstabeugel die geschikt is als sta-ophulp voor kleinere volwassenen en voor kinderen. Dit hulpmiddel werkt ook goed in speciale zorgsituaties, zoals op röntgenafdelingen.

- + 180755 en 180754 hebben dezelfde basisplaat die het mogelijk maakt om te wisselen tussen de hogere en lagere opstabeugel als opstahulp
- + de beensteunen draaien gemakkelijk naar de juiste hoek voor elk gebruiker
- + een speciaal ontworpen tas beschermt art. 180755 en 180754 gedurende stallen en transport
- + vele accessoires voor meer veiligheid en bruikbaarheid
- + maximale belasting: 150 kg