

Action Research Arm Test (ARAT) vernieuwde versie



Art: AD168984



Productinformatie

De 'Action Research Arm Test'-kit van Neuroquip is ontwikkeld om een geldige, betrouwbare meting uit te voeren van de motorische status van de bovenste ledematen en dit volgens vastgestelde protocollen.

Deze test kit wordt geleverd in een stevige koffer met handvat inclusief alle componenten om een correcte meting uit te voeren. Alle onderdelen zijn recycleerbaar en kunnen worden gedesinfecteerd met standaard antibacteriële schoonmaakmiddelen.

De ARA test, ook wel ARAT genoemd, heeft internationale bekendheid verworven door zijn wetenschappelijke kwaliteiten.

Testafname: vijfvingergreep, cilindergreep, pincetgreep, grove armbeweging.

Documentatie:

- een zeer interessante studie bij MS patiënten verscheen in het Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. Je vindt het [hier](#).
- ook in Physio-pedia verscheen een waardevolle bespreking. Je vindt deze [hier](#)
- in het Zweedse Journal of Rehabilitation geeft men een [commentaar](#) op de betrouwbaarheid
- bij de downloads op deze pagina vind je o.a. scoreformulieren en andere nuttige documenten

+ internationaal aanvaarde en genormeerde test

Specificaties

Inhoud:

- handleiding en scoreformulieren op USB-stick
- 19 tal componenten om test uit te voeren
- timer