

Baseline Biofeedback Stabilizer

Art: 586090



Productinformatie

De **Baseline Biofeedback Stabilizer** is een eenvoudig feedbackapparaat dat gebruikt wordt voor onderzoek en training van de **spieren rondom de wervelkolom**. Het is uiterst geschikt voor **stabilisatie-oefeningen van nek en onderrug**.

- De Stabilizer wordt tussen het lichaam en de ondersteunende laag (vloer, muur, rugleuning, behandelbank) gelegd en de **drie compartimenten van de drukcel** worden opgepompt tot een bepaalde druk is bereikt.
- De veranderingen in lichaamsgewicht op de drukcel worden als drukveranderingen op de manometer weergegeven.
- Hierdoor krijgen de patiënt en therapeut een **onmiddellijke feedback** over de druk die het lichaam uitoefent op het kussen.
- Zo kan men tijdens de oefening de beweging van het lichaam controleren en ervoor zorgen dat er doeltreffend geoefend wordt.

Specificaties

- Het analoge meetbereik is **0 tot 200 mmHg** met een nauwkeurigheid van +/- 3 mmHg druk.
- Het geheel bestaat uit een **drukcel** die verbonden is met een **manometer** en **knijpballoon**.
- Handleiding met uitgewerkte voorbeelden van **testen en oefeningen** is inbegrepen.